



***Nuove frontiere
per il benessere***

OVERBED[®]
HEALTH CARE DIVISION



*Tutti i prodotti del nostro catalogo sono
Dispositivi Medici classe 1*

**Divisione
Ortopedie/Sanitarie**

OS

Dispositivi medici CE per la prevenzione ed il trattamento delle patologie legate al sistema muscolo-scheletrico, dolori e patologie della colonna vertebrale e cervicale e per la prevenzione delle piaghe da decubito.



Divisione Ortopedie-Sanitarie

L'azienda "OVERBED", da sempre collabora con: ortopedici, fisiatristi, chiropratici, fisioterapisti, osteopati. Grazie alla loro esperienza e professionalità, e dopo anni di test e studi scientifici effettuati a stretto contatto con il nostro personale all'interno della sede di Poggibonsi, è nata la **linea ortopedica**.

Questo catalogo racchiude i prodotti realizzati dalla "OVERBED" (tutti rigorosamente made in italy) e dedicati esclusivamente alle ortopedie e alle sanitarie.

Contiamo di avervi nostri futuri clienti e di aggiungervi alla nostra rete commerciale già presente in tutta Italia.

Per ogni esigenza o informazione non esitate a contattarci ai nostri recapiti: Tel.: 0577 938985 - Fax: 0577 985850 e-mail: antonio@overbed.it

FISIO

Aiuta a prevenire le patologie del sistema muscolo scheletrico.



Lastra interna in schiuma di poliuretano espanso ad alveoli aperti e comunicanti, anallergica, inospitale per acari e batteri, ad alta indeformabilità garantita nel tempo. Produzione effettuata completamente



senza clorofluorocarburi (cfc) e con l'impiego di acqua e aria senza espandenti nocivi. Strato sul lato di giacenza in viscoelastico termosensibile, un materiale già sperimentato dall'industria aerospaziale. Il viscoelastico è in grado di automodellarsi attraverso l'azione termica del corpo, si adatta alla morfologia di ogni persona e distribuisce uniformemente il peso, evitando che alcune parti ne gravate eccessivamente.

Grazie alle sue caratteristiche ritorna sempre alla sua forma originale, anche a seguito di compressioni gravose e di lunga durata. La struttura cellulare, simile alla spugna naturale, consente una eccezionale traspirazione e il calore e l'umidità del corpo umano vengono dispersi rapidamente, generando una piacevole sensazione di benessere e di freschezza. Bordo perimetrale in poliuretano espanso ad alta densità per evitare scivolamenti da seduti nelle zone periferiche del materasso.

ORTHOVER

Aiuta a prevenire le patologie del sistema muscolo scheletrico.



La lastra interna è stata progettata dietro indicazioni di specialisti del settore (chiropratici, fisiatristi, ortopedici e osteopati), è in schiuma di poliuretano espanso ad alveoli aperti e comunicanti, anallergica, inospitale per acari e batteri, ad alta indeformabilità garantita nel tempo.

Produzione effettuata completamente senza clorofluorocarburi (cfc), con l'impiego di acqua e aria senza espandenti nocivi.


Grazie alla collaborazione di chiropratici, fisiatristi e ortopedici, abbiamo applicato inserti in viscoelastico termosensibile.

Il materiale è in grado di automodellarsi attraverso l'azione termica del corpo per rendere il materasso più anatomico nella zona spalla e cefali.

Gli inserti sono stati applicati sia nella parte alta che in quella bassa del materasso, in modo che in qualsiasi situazione il viscoelastico vada ad



interessare la zona spalla e cefali.

Lavorazioni di alleggerimento e traspirazione mirate ad aumentare il comfort del sonno.



ERGO

Aiuta a prevenire le patologie del sistema muscolo scheletrico.



Materasso in poliuretano espanso a media densità, schiumato ad acqua a cellule aperte, appositamente studiato per persone costrette a lungodegenze.

Antidecubito, traspirante, anallergico.

Particolari alleggerimenti situati nella zona dorsale e nella zona delle gambe, fanno sì che anche in caso di posizionamento su una rete movimentata (sia manuale che elettrica), il materasso ne segue perfettamente il movimento e si adatta al corpo della persona che vi è sdraiata sopra.

PARIGI

Reti con doghe e telaio in legno



Rete completamente in legno con doppia doga inserita in raccordi flessori in caucciù montati sopra il telaio, grazie ai quali la pressione che viene prodotta sul corpo si abbassa fino a non sentirne più la percezione. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.40/8 con raccordi flessori in caucciù.

PARIGI

Reti con doghe e telaio in legno.



mov. manuale

Rete completamente in legno con doppia doga inserita in raccordi flessori in caucciù montati sopra il telaio, grazie ai quali la pressione che viene prodotta sul corpo si abbassa fino a non sentirne più la percezione. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.40/8 con raccordi flessori in caucciù.

PARIGI

Reti con doghe e telaio in legno



mov. elettrico

Rete completamente in legno con doppia doga inserita in raccordi flessori in caucciù montati sopra il telaio, grazie ai quali la pressione che viene prodotta sul corpo si abbassa fino a non sentirne più la percezione. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.40/8 con raccordi flessori in caucciù.

DALLAS

Reti con doghe e telaio in legno.

Rete completamente in legno con dogha unica inserita in raccordi flessori in caucciù montati all' interno del telaio. Questo tipo di rete risulta più rigida rispetto al mod. Parigi. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.68/8 con raccordi flessori in caucciù.



DALLAS

Reti con doghe e telaio in legno

mov. manuale

Rete completamente in legno con dogha unica inserita in raccordi flessori in caucciù montati all' interno del telaio. Questo tipo di rete risulta più rigida rispetto al mod. Parigi. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.68/8 con raccordi flessori in caucciù.



DALLAS mov. elettrico

Reti con doghe e telaio in legno.



mov. elettrico

Rete completamente in legno con dogha unica inserita in raccordi flessori in caucciù montati all'interno del telaio. Questo tipo di rete risulta più rigida rispetto al mod. Parigi. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.68/8 con raccordi flessori in caucciù.

SISTEMA INTEGRATO

Reti con doghe e telaio in legno



Il top della gamma.

Rete completamente in legno con doppia dogha inserita in raccordi flessori in caucciù montati sopra il telaio. Grazie ad un sistema di cursori nella zona dorsale e lombare, la rete può essere personalizzata su misura alla persona che ne fa uso. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.68/8 con raccordi flessori in caucciù.

SISTEMA INTEGRATO *mov.*

Reti con doghe e telaio in legno.



mov. manuale

Il top della gamma.

Rete completamente in legno con doppia doga inserita in raccordi flessori in caucciù montati sopra il telaio. Grazie ad un sistema di cursori nella zona dorsale e lombare, la rete può essere personalizzata su misura alla persona che ne fa uso. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.68/8 con raccordi flessori in caucciù.

SISTEMA INTEGRATO

Reti con doghe e telaio in legno



mov. elettrico

Il top della gamma.

Rete completamente in legno con doppia doga inserita in raccordi flessori in caucciù montati sopra il telaio. Grazie ad un sistema di cursori nella zona dorsale e lombare, la rete può essere personalizzata su misura alla persona che ne fa uso. La rete viene prodotta fissa, movimentata manualmente e movimentata elettricamente. Telaio perimetrale mm.70/25 doghe da mm.68/8 con raccordi flessori in caucciù.

SITWELL

Il cuscino per la buona salute della colonna vertebrale



Quando siamo seduti avviene un blocco dell'osso sacro ed una tensione lungo la spina.


L'osso sacro ed il coccige sono parti essenziali del meccanismo di pompa che fa circolare il liquido cerebro spinale lungo la spina e attorno al cervello. Questa pompa, grazie al cuscino **Sitwell**, rimane libera ed è immediata la sensazione di liberazione e allentamento della pressione.

Il cuscino **Sitwell** ha due fondamentali caratteristiche: la forma, più alto dietro, più basso davanti che consente un cambiamento della postura del bacino in modo tale da modificare la posizione della curva della schiena a livello lombare, dando un beneficio molto più efficace dei cuscini lombari attualmente in commercio.

Il foro posteriore: sedendosi in modo tale che l'osso sacro cada in tale foro, si avverte immediatamente un senso di allentamento della pressione su di esso, sul coccige e sulla colonna vertebrale, permettendo movimenti liberi ai dischi e procurando grande sollievo in caso di discopatie.

WELLNECK

il cuscino che ama il collo



Il cuscino è risultato essere, dopo accurate e approfondite ricerche, un rimedio naturale ed ideale per migliorare la qualità del sonno, capace di permettere un riposo profondo e curativo.

Rappresenta un valido rimedio per la riduzione di una serie di patologie quali: artrosi cervicale, torcicollo, mal di testa, insonnia, russamento, eccessiva sudorazione, dolori lombari, decupiti mandibolari notturni, cefalee muscolotensive, bruxismo, cervicalgie, sindromi tempero-mandibolari e d altri.

Il cuscino è composto da bucce del frutto del grano saraceno che, attraverso appositi macchinari, vengono private dei residui di polvere rendendo quindi il materiale ipoallergico, lasciando inalterata ed intatta la sua morfologia granulometrica a forma semisferica, garantendo un'elevata elasticità ed una notevole areazione.

Wellneck è antistatico ed ipoallergico; caldo d'inverno e fresco d'estate, permette inoltre di controllare ed evitare un'eccessiva sudorazione. Il cuscino, pratico ed igienico, è fornito con una federa.

LUMBARWELL

Supporto lombare per auto, regolabile in altezza e adattabile anche alle sedie da ufficio e di casa.



Il cuscino "LUMBARWELL", è un supporto lombare per auto, regolabile in altezza e adattabile anche alle sedie da ufficio e di casa.

Rilassa la muscolatura lombare, previene le lumbalgie causate da una postura scorretta e prolungata; corregge l'impostazione ergonomica scorretta delle diverse sedute.

Il rivestimento è completamente sfoderabile e lavabile a 40°C.

IDROAIR

L'avvolgimaterasso idrorepellente e traspirante.



L'avvolgimaterasso **IDROAIR** offre la massima sicurezza e protezione, contro i liquidi di qualsiasi natura che possono accidentalmente riversarsi sul materasso, mantenendolo perfettamente asciutto e pulito.

Garantisce un eccezionale livello di traspirazione mantenendo il letto asciutto e sano.

Anche dopo vari lavaggi il tessuto mantiene le proprie caratteristiche: idrorepellente e traspirante, non si restringe ed evita il formarsi di grinze o pieghe.

L'avvolgimaterasso è realizzato in tessuto super stretch bordato: grazie alla sua speciale elasticità è in grado di rivestire materassi di ogni forma e dimensione.

È semplice nella manutenzione: si lava facilmente sia a mano che in lavatrice.

ANTIACARO

Raccomandato dai medici allergologi.



Federa e Coprimaterasso

"Amicor pure" è una fibra all'interno della federa e del coprimaterasso antiacaro, soffice e di qualità. Essa previene gli allergeni che causano questi sintomi ed offre la sua protezione agendo dall'interno della biancheria.

"Amicor pure" è raccomandato dai medici allergologi perchè protegge e rende sicuro il letto ed il cuscino dove dormiamo.



Amicor pure

Una fibra che aggiunge valore.

Stop a funghi e cattivo odore

Grazie alla sua azione antimicrobica e antimicotica, la fibra di Amicor pure protegge il tessuto dalla formazione di funghi e di cattivo odore. Questa fibra infatti agisce al cuore del problema. All'interno della sua struttura è contenuto un principio attivo, comunemente usato nei dentifrici e nei colluttori, sicuro per la pelle, responsabile dell'azione antimicrobica. Il principio attivo fa parte della struttura essenziale della fibra, il cui rivestimento superficiale è continuamente ricostruito dal nucleo che funge da "serbatoio" e rifornisce costantemente l'intero meccanismo di azione.

Amicor pure freschezza che dura nel tempo

Amicor pure è una fibra particolare con prestazioni antibatteriche stabili nel tempo che riducono l'odore e conservano i tessuti freschi, salubri e confortevoli per un tempo maggiore.




Stop all'acaro della polvere e riduzione di asma ed allergie

L'acaro è responsabile del più frequente tipo di allergia. Trova il proprio ambiente ideale nei luoghi caldi ed umidi. Durante il sonno, nel corpo umano avviene un distacco di cellule cutanee che sotto forma di polvere si disperdono nel letto e insieme al sudore, creano l'ambiente ideale per il proliferare degli acari.

I problemi maggiori per la nostra salute vengono causati dall'allergene DER P1. Pur cambiando frequentemente le lenzuola, non si riescono a pulire cuscini e materassi internamente. I bambini sono particolarmente sensibili: in Europa occidentale 1 su 5 soffre di asma e questa percentuale è in aumento. Un letto contenente Amicor pure potrebbe rimuovere all'origine le cause dell'asma. Il principio attivo presente all'interno della fibra, non consente la formazione di funghi nei tessuti, impedisce il proliferare degli acari e ci difende quindi da riniti, tosse e asma.

Riepilogo caratteristiche Amicor pure

Amicor pure contiene un agente antibatterico inserito nella fibra sotto forma di riserva che si auto rifornisce. L'agente in questione è un principio attivo organico sicuro utilizzato per i dentifrici ed i colluttori, che non modifica la chimica naturale e gli odori dell'organismo. Amicor pure previene la riproduzione di batteri che si moltiplicano in ambienti caldi e umidi e che sono sovente i responsabili della formazione dei cattivi odori. Amicor pure supera le prestazioni degli attuali finissaggi e dei trattamenti di superficie. Amicor pure rimane efficace anche dopo 200 lavaggi*.



*test indipendenti eseguiti dalla Test University di Nottingham

MATILDE

Allevia i dolori causati dalla cervicale.



Cuscino in viscoelastico conformato con doppia onda, allevia i dolori causati dalla cervicale, allergico, traspirante, e altamente elastico, si modella perfettamente alla conformazione della testa e delle vertebre cervicali, permettendo a collo e spalle di rilassarsi completamente.

GIORGIA

Permette a collo e spalle di rilassarsi completamente



Cuscino in viscoelastico a "saponetta" indicato per chi pur non avendo particolari problemi desidera avere un'accoglienza particolare.

Anallergico, traspirante, e altamente elastico, si modella perfettamente alla conformazione della testa e delle vertebre cervicali, permettendo a collo e spalle di rilassarsi completamente

SANISIT

Garantisce una seduta confortevole alle persone costrette su una carrozzina a rotelle.



Il presente cuscino è stato studiato appositamente per garantire una seduta confortevole alle persone costrette su una carrozzina a rotelle.

E' composto per 2 cm di viscoelastico termosensibile e per 3 cm di poliuretano espanso ad alta densità, per un totale di 5 cm.

Il viscoelastico termosensibile attraverso l'azione termica del corpo andrà a perdere portanza e si conformerà millimetricamente alla persona che ci si siede sopra.

Grazie a questo procedimento il paziente avrà sempre una seduta su misura e anatomica al 100 %. Il rivestimento in 3SPACE garantisce la massima traspirabilità. E' lavabile a 30° e non va stirato.

SIMONA

Consigliato per lettini a cancello.



Cuscino in lattice naturale. ANALLERGICO, IGIENICO, ANTIDECUBITO, ECOLOGICO, INDEFOR-
MABILE. E' consigliato per lettini a cancello, avendo
uno spessore di soli 6 cm ed essendo antisoffoco.
Federa 100% puro cotone.

Il cuscino è lavabile in lavatrice a 30°c senza
centrifugare.

EVA

Consigliato per chi soffre di cervicalgia.



Cuscino in lattice naturale. ANALLERGICO, IGIENICO, ANTIDECUBITO, ECOLOGICO, INDEFOR-
MABILE.

Il cuscino è particolarmente indicato a chi ha
problemi di artrosi cervicale, in quanto ha una
speciale conformazione che sostiene la curva
fisiologica del rachide cervicale.

Federa 100% puro cotone.

Il cuscino è lavabile in lavatrice a 30°c senza
centrifugare.

GAIA

Consigliato per tutti i tipi di materasso.



Cuscino in lattice naturale. ANALLERGICO, IGIENICO, ANTIDECUBITO, ECOLOGICO, INDEFOR-
MABILE. Il più classico dei cuscini "a saponetta"
indicato per tutti i tipi di materasso e per chi non
ha particolari problemi o patologie, ma vuole
ugualmente avere un giusto supporto per la testa
durante la notte.

Federa 100% puro cotone.

Il cuscino è lavabile in lavatrice a 30°c senza
centrifugare.

LAURA

Consigliato per i bambini.



Ha le stesse identiche caratteristiche del mod.
Simona ma ha dimensioni più grandi (68x45x6) ed
è quindi indicato per bambini che hanno abban-
donato il lettino a cancello.

Federa 100% puro cotone.

Il cuscino è lavabile in lavatrice a 30°c senza
centrifugare.

FRESHBACK

Schienale per carrozzina a rotelle




Lo schienale freshback, è stato progettato per le carrozzine a rotelle.

Grazie alla sua struttura interna in "mistral", un nuovo materiale tecnico super traspirante, e al rivestimento in "3space" che ha le stesse caratteristiche del "mistral", dona la massima freschezza, traspirabilità e previene le piaghe da decubito alle persone costrette su una carrozzina a rotelle. Sia il rivestimento che l'interno possono essere lavati in lavatrice a 30° senza centrifugare e senza stirare.

PROSTASIT

Cuscino per il trattamento della prostata



Questo cuscino antidecubito, è stato studiato appositamente per garantire una seduta confortevole alle persone costrette su una carrozzina a rotelle, è preventivo dello schiacciamento precoce della prostata e prolapsi in genere. Permette lo scarico totale del cocchige non andando a comprimere i dischi intervertebrali della colonna e scaricando il peso corporeo sulle tuberosità ischiatiche. E' composto per 2 cm di viscoelastico termosensibile e per 3 cm di poliuretano espanso ad alta densità, per un totale di 5 cm.

Il viscoelastico termosensibile attraverso l'azione termica del corpo andrà a perdere portanza e si conformerà millimetricamente alle curve fisiologiche della persona che ci si siederà sopra, evitando qualsiasi tipo di compressione. Il prostasit è rivestito con tessuto "3space" un materiale tecnico che dona la massima freschezza e traspirabilità.

SAVEBACK

Schienale per il trattamento delle patologie del rachide lombare.



Schienale semicircolare multiuso da usare per alleviare la pressione al rachide lombare e sostenere la colonna vertebrale. Può essere usato anche sotto le ginocchia, le caviglie e la regione cervicale. **Saveback** è rivestito con tessuto "3space" un materiale tecnico che dona la massima freschezza e traspirabilità.

RELAXNECK

Supporto anatomico che avvolge il collo, per il trattamento delle patologie del rachide cervicale.



Supporto anatomico in schiuma viscoelastica espansa "a memoria di forma", dalla particolare sagoma a "ferro di cavallo" che avvolge delicatamente il collo, lo sostiene, ne mantiene la corretta posizione alleggerendo il peso della testa che grava sulle spalle e sulla colonna cervicale.

Relaxneck consente di poter rimanere seduti appoggiando la testa allo schienale di una poltrona o di una sedia, riducendo l'insorgenza di dolori cervicali e può essere utilizzato sia in casa durante il riposo giornaliero che in viaggio; treno, autobus, auto e aereo. Il rivestimento è in **3space**, un tessuto tecnico super traspirante che dona la massima freschezza. Il rivestimento può essere lavato in lavatrice a 30° senza centrifugare e senza stirare.

CERVICOL

Collare cervicale



Il collare cervicale morbido ha un effetto antalgico e di prevenzione del dolore nei casi di: distorsioni della colonna cervicale lievi (colpi di frusta), torcicollo, crisi vertiginose di origine cervicale, artrosi cervicale. E' realizzato in poliuretano espanso a celle aperte, rivestito in tessuto "3space", traspirante e anallergico. Chiusura a velcro regolabile.

Modalità d'uso

Appoggiare sotto il mento la parte concava del collare, fissare la chiusura sulla parte posteriore del collo.

Istruzioni di lavaggio

Lavare manualmente in acqua tiepida con sapone neutro. Strizzare bene e far asciugare lontano da fonti di calore.

Misure

TG **L** - cm. 53x8H. - cm. 53x10H.

TG **M** - cm. 44x8H. - cm. 44x10H.

COMOSIT

Cuscino per il trattamento della prostata



Questo cuscino antidecubito è stato studiato appositamente per prevenire lo schiacciamento precoce della prostata e prolapsi in genere, a tutte quelle persone costrette su una carrozzina a rotelle. Lo specifico foro centrale, lo rende efficace soprattutto per le "comode", in quanto può essere lasciato anche nei momenti di evacuazione delle feci e dell'urina.

E' composto per 2 cm di viscoelastico termosensibile e per 3 cm di poliuretano espanso ad alta densità, per un totale di 5 cm.

Il viscoelastico termosensibile, attraverso l'azione termica del corpo, andrà a perdere portanza conformandosi millimetricamente alle curve fisiologiche del soggetto che ci siederà sopra ed evitando pressioni eccessive sulla parte interessata, così da prevenire piaghe da decubito.

Il comosit è rivestito con tessuto "3space", un materiale tecnico che per la sua speciale struttura reticolare tridimensionale, dona la massima freschezza e traspirabilità.

MISTRAL

Cover cuscino a cuscinetto d'aria



Garantisce l'igiene e il comfort durante il riposo. All'interno del Mistral, una particolare imbottitura tridimensionale, si crea una naturale circolazione di aria che mantiene il corpo fresco e asciutto. L'area circolante evita la formazione di muffe, acari e flore batteriche che si formano a causa del microclima durante il sonno. L'azione del Mistral aiuta la microcircolazione e favorisce una notevole diminuzione dei tipici fastidi che si presentano durante il sonno.

DISPONIBILE PER CUSCINO ORTOCERVICALE
E PER CUSCINO NORMALE

MISTRAL

Cover materasso a cuscinetto d'aria



Garantisce l'igiene e il comfort durante il riposo. All'interno del Mistral, una particolare imbottitura tridimensionale, si crea una naturale circolazione di aria che mantiene il corpo fresco e asciutto. L'area circolante evita la formazione di muffe, acari e flore batteriche che si formano a causa del microclima durante il sonno. L'azione del Mistral aiuta la microcircolazione e favorisce una notevole diminuzione dei tipici fastidi che si presentano durante il sonno.

MISTRALCARR

Seduta e schienale completi per carrozzina a rotelle, per la prevenzione delle piaghe da decubito e la massima igiene.



Il MISTRALCARR è stato studiato per garantire alle persone costrette su una carrozzina a rotelle la prevenzione delle piaghe da decubito e il massimo comfort.

Grazie alla particolare struttura reticolare tridimensionale si crea un'intercapedine di circa 2 cm di aria che permette una traspirabilità senza eguali. I fili che si trovano all'interno del MISTRAL hanno la particolarità di essere in verticale, ciò permette alla seduta e allo schienale di perdere portanza dietro qualsiasi tipo di pressione. La seduta e lo schienale hanno densità diverse: più rigida la seduta, più soffice lo schienale. L'igiene è garantita dal fatto che il MISTRALCARR può essere lavato tutte le volte che lo si desidera ed asciuga in pochi minuti.

www.overbed.it

OVERBED[®]
HEALTH CARE DIVISION

Località Drove (uscita Poggibonsi nord)
53036 Poggibonsi (SI) Italy
Tel. 0577 938985 - Fax 0577 985850